

菌落計數器



影片介紹

2年
產品保固

產品特色

▶ 4面顯示窗

Galaxy 330 具有一大三小，四個顯示螢幕，可同時顯示當次及前三個計數值。

▶ 多重複平均功能

Galaxy 330 菌落計數器可儲存 100 組計數數值，並可直接計算二重複、三重複以上之多重複平均。

▶ 倒退計數功能

配置倒退計數鍵，如不慎誤點可馬上退回，以防重複計數。

▶ 適用多種培養皿尺寸

60mm 或 90mm~150mm。

▶ 壓感式設計

Galaxy 330 菌落計數器採用壓力感應設計，每秒至多感應 7 下，並可使用各種計數筆，不破壞樣品，沒有污染的疑慮。

▶ 國際安全認證

歐盟CE安全認證

▶ 二年產品保固

產品應用

▶ 微生物菌落計數

總生菌數

大腸桿菌數

訂購資訊

175330-01(02)

Galaxy 330 菌落計數器，AC100V~240V 美規插頭變壓器(歐規插頭變壓器)

175331-01(02)

Galaxy 330 菌落計數器AC100V~240V 美規插頭變壓器(歐規插頭變壓器)(含專用軟體和電腦連接線)

175330-12

Galaxy 330 專用軟體配件組(含 USB flash (8G) 和電腦連接線)



Galaxy 330 專用軟體

Galaxy 330 應用軟體，除可換算稀釋倍率並儲存實驗數據，同時能夠針對資料進行編輯。協助做成報告的格式，列印出數據以方便使用。(此產品為選配)

產品規格

型號	Galaxy 330
顯示螢幕	3位數(0-999)LED面板
放大倍數	2~3倍
培養皿尺寸	直徑60mm或90~150mm(可調整)
記憶體	100組
平均功能	Yes
歸零鍵	Yes
倒退計數鍵	Yes
燈源	LED 燈 (可調整亮度)
壓力敏感度調整	可調整
計數聲響調整	可調整
輸出	USB
尺寸(LxWxH)	35.1 x 30.2 x 37 cm
淨重	5.6 kg