

# AS-3 水流抽氣幫浦

ASPIRATOR

## 特性

1. 本機採用150W pump，定壓水循環，使減壓保持穩定。
2. 二支Aspirator管，每支每分鐘排氣量為16L~8L，可在短時間內到達真空度。
3. 因溫度會影響真空度，為保持高真空穩定度可附加使用冷卻管(CO-10)，以配合冷凍循環水。
4. 可選購真空計附調節(VG-10)及不銹鋼槽(ST-10)。
5. 本機可配合真空濃縮機及水份過濾抽取等使用。



## 配件



Cooling Coil  
水槽用冷卻管



SUS 304 Tank  
不銹鋼水槽



Vacuum Gauge  
with Regulator  
真空計附減壓調整

## 規格

Model 型號	AS-3			
Vacuum Capacity 真空度	5°C	10°C	20°C	30°C
	7mmHg	12mmHg	20mmHg	28mmHg
Air Velocity 排氣量	16~18L/Min ×2			
Motor 馬達	Induction motor 150W			
Tank 水槽	Polypropylene tank 10L			
Suction Port 吸引口	Two suction port 8 mm			
Overflow & Drain 排水方式	Overflow nozzle 17.5 mm			
Aspirator Tube 抽氣管	2 pieces			
Power 電源	110V/220V, 260VA			
Dimensions 體積	360L × 240W × 390H			