


B206型恆溫水槽

- 工作範圍：R. T+5~100°C
- 控制範圍：-20~100°C
- 溫度穩定度(at 37°C)：±0.02~±0.05°C
- 溫度設定值/實測值：數位顯示
- 攪拌方式：內建循環馬達



B206-T1

B206-T2



+°C

規格說明

	10L	20L	23L
型號	B206-T1	B206-T2	B206-TP
加熱器功率	600W	1000W	1000W
內箱尺寸(cm)	W29.5xD23.5xH15	W49.5xD29.5xH15	W46.5xD29.5xH17
外殼尺寸(cm)	W34.5xD28.5xH20	W54.5xD33.5xH20	W50xD38xH18
電源	110/220V 60/50Hz 5/2.5A	110/220V 60/50Hz 10/5A	110/220V 60/50Hz 10/5A