


B601系列往復式振盪水槽

- 工作範圍：室溫+5°C~100°C(w/cover)
- 精確度：±0.02°C~0.05°C at 37°C(B601D/B603D)
±0.1°C at 37°C(B602D)
- 控制範圍：0°C~100°C
(與冷卻器組合可操作室溫以下的溫度)
- 溫度設定/實測值：數位顯示
- 計時器：999/min or 999/hr
- 擺動速度：20~200rpm，可調整，數位顯示
- 划尾：1.5" or 0.5"，可調整
- 選購品：不鏽鋼三角上蓋、震盪彈簧架



+°C

規格說明

夾具數：

型號	50mL	125mL	250mL	500mL	1000mL	2000mL
B601D	12	9	6	4	1	1
B602D	32	24	15	8	6	3
B603D	20	15	12	6	4	2

型號	22.5L		41.4L	
	B601D	B602D	B602D	B603D
加熱器功率	1000W	1200W	1200W	1200W
攪拌方式	振盪及 內建循環幫浦	振盪	振盪及 內建循環幫浦	振盪及 內建循環幫浦
平台尺寸(cm)	W30xD23	W50xD30	W50xD30	W40xD30
箱體尺寸(cm)	W50xD30xH15	W60.5xD36xH19	W60.5xD36xH19	W60.5xD36xH19
外觀尺寸(cm)	W71.5xD34xH35.5	W84xD41xH40	W84xD41xH40	W84xD41xH45
電源	110/220V 60/50Hz 10A/5A	110/220V 60/50Hz 12A/6A	110/220V 60/50Hz 12A/6A	110/220V 60/50Hz 12A/6A

FIRSTEK SCIENTIFIC