

# 測量精確

## 標準校正溶液

在講求精確與標準化的時代，凡事必須講求數據。日本第一品牌「愛宕」ATAGO除提供最高品質的屈折度計，更率先供應標準糖度及鹽度液(每瓶5ml裝)。讓您買得安心，用得放心！每次測量都是準！準！準！

型號	品名	精確度
RE-110010	10%標準糖度液	±0.03%
RE-110020	20%標準糖度液	±0.03%
RE-110030	30%標準糖度液	±0.03%
RE-110040	40%標準糖度液	±0.04%
RE-110050	50%標準糖度液	±0.05%
RE-110060	60%標準糖度液	±0.05%

有效期限：自生產日起6週內

型號	品名	精確度
RE-111001	10%標準糖度液	±0.01%
RE-112001	20%標準糖度液	±0.01%
RE-113001	30%標準糖度液	±0.01%
RE-114002	40%標準糖度液	±0.02%
RE-115002	50%標準糖度液	±0.02%

有效期限：自生產日起10天內

型號	品名	精確度
RE-120250	2.50%標準鹽度(NaCl)液 適用機種PAL-ES2/ES3	±0.05%
RE-120284	2.84%標準鹽度(NaCl)液 適用機種ES-421	±0.05%

有效期限：自生產日起6週內

