

COD-25 加熱板

使用範圍:水質分析、工廠廢水COD測定、脂肪抽質、氮氣蒸餾水分解、一般加熱用途

適用:針對學校、工廠、研究所及環保單位所需要而精心設計產品、符合環保單位認可

備註:可另外購買燒杯及冷凝管或增加夾具

• 特性 •

1. 全薄膜防水觸控面板
2. 微電腦 P. I. D. 功能，雙字幕顯示
3. 採溫度到，開始計時，時間一到切斷加熱電源，警報聲響起
4. 可另外購買燒杯及冷凝管或增加夾具



• 規格說明 •

型號	COD-25
溫度範圍	200 °C
溫度精度	± 0.2 °C
版面材質/數量	鋁合金 25 孔內
外觀尺寸	D 320 x W 320 x H200 mm
材質	鋁合金
溫度控制器	P. I. D. 數字顯示
附件	計時器：180 min
電壓	110 V
電流	4 A