

Disintegration Tester

崩壞試驗器

■ CT-1單槽 • CT-2雙槽 • CT-3三槽

CT-1
單槽崩壞試驗器CT-2
雙槽崩壞試驗器CT-3
三槽崩壞試驗器

特點

1. 本崩壞試驗器，經敝公司技術部門多次改良，符合「藥典規範」之規格製造。
2. 隱藏式循環幫浦，可使槽內溫度分佈平均，保持精度 $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ 以內；上下振幅55m/m，上下次數30下/每分鐘，上下起落安定、平穩。
3. 是一高性能信賴性高之試驗器。

用途

用來測定各種錠劑是否能於規定時限內崩解。

規格說明

商品編號	SK-30201	SK-30202	SK-30203
型式	CT-1單槽	CT-2雙槽	CT-3三槽
容量	燒杯1000ml x 1個	燒杯1000ml x 2個	燒杯1000ml x 3個
試驗管	6支	12支	18支
回轉數	30回/分	30回/分	30回/分
上下振幅	55m/m	55m/m	55m/m
溫度範圍	室溫-50°C	室溫-50°C	室溫-50°C
溫度精度	$\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ 以內	$\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ 以內	$\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ 以內
溫度顯示	PID LED顯示	PID LED顯示	PID LED顯示
循環幫浦	11-12L/min, 6w	11-12L/min, 6w	11-12L/min, 6w
電熱管	400W	600W	800W
水槽呎吋 m/m	200x200x190	430x215x190	550x220x190
電壓	AC110/220V	AC110/220V	AC110/220V

配件

■ 崩壞試驗籃 • 輔助筒 • 輔助盤 • 1L燒杯 • 溫度計(試驗籃用)

配件

品名/型式	單槽	雙槽	三槽
崩壞試驗籃	1只	2只	3只
壓克力輔助盤	6只	12只	18只
1L燒杯	1只	2只	3只
溫度計(試驗籃用)	1只	2只	3只

註：輔助筒需另購



崩壞試驗籃

輔助筒
(選購配件)

輔助盤



1L燒杯

溫度計
(試驗籃用)