


# 低溫恆溫水槽

適用:高科技電子業、研究機構、學校、工廠、品管、化驗室等單位

特性:可拆式面板維修保養方便、薄膜觸控面板外型美觀、耐用、溫度精確

註明:可另行加裝高壓、高揚程、循環幫浦，本廠另有生產超低溫-30℃~50℃

## • 控制面板說明 •



## • 低溫恆溫水槽 •



## • 規格說明 •

型式	D-606	D-610	D-620	D-630	D-650
溫度範圍	-20℃ ~ +100℃			-10℃ ~ +100℃	
溫度控制器	全觸控式面板，微電腦P. I. D. 雙字幕顯示溫度控制器S. S. R. 控制				
溫度精度	±0.05℃ PT100 Ω 白金測溫棒				
箱體材質	槽內不銹鋼板，外材鍍鋅鋼板粉體烤漆				
安全裝置	電源，壓縮機保護開關				
循環幫浦	出水量7~8 α/min，揚程3~4m，不銹鋼幫浦、攪拌循環，使水溫分布均勻				
冷凍機	1/5HP	1/4HP	1/3HP	1/2HP	1HP
加熱器	600W	800W	1000W	1200W	2000W
加熱器	6L	10L	20L	30L	50L
水槽內尺寸(mm)	W180xD250xH150	W230xD290xH150	W290xD490xH150	W300xD500xH200	W500xD500xH200
外觀尺寸(mm)	W310xD410xH500	W350xD430xH580	W400xD620xH580	W400xD620xH650	W600xD650xH650
水槽開口尺寸	W140xD100mm	W210xD130mm	W270xD320mm	W270xD320mm	W460xD360mm
電源	110V/10A	110V/220V 10A/5A	110V/220V 13A/6.5A	220V/9A	220V/13A