


精密型恒溫培養箱

用途:微生物、細胞組織、生化、遺傳、培養用

特性:溫度準確、耐用、外形美觀、操作簡單,可拆式控制面板,保養方便

• 控制面板說明 •

• 精密型恒溫培養箱 •



• 規格說明 •

型式	DB30	DB45	DB60	DB120
溫度範圍	室溫加5°C ~ 70°C			
溫度控制器	全觸控式面板, 微電腦P. I. D. 雙字幕顯示溫度控制器S. S. R. 控制			
溫度精度	±0.1°C, PT100Ω白金測溫棒			
觀測門	內有透視門溫度不易散失			
材質	內不銹鋼板, 外箱鍍鋅鋼板粉體烤漆			
循環裝置	長軸送風馬達, 內部微風循環			
加熱器	進口加熱器			
保護裝置	電源保護開關, 獨立超高溫保護器			
內部尺寸(mm)	W320xD300xH320	W450xD400xH400	W300xD500xH500	W700xD500xH1200
外部尺寸(mm)	W380xD400xH420	W550xD460xH830	W710xD630xH970	W810xD720xH1750
容量	30L	72L	150L	420L
加熱器	180W	250W	400W	1200W
電源	110V	110V	110V	110V/220V
附屬品	活動式棚架2片	活動式棚架2片	活動式棚架2片	活動式棚架5片