


DOV 真空烘箱

適用：高科技電子業、研究機構、學校、工廠、品管、化驗室等單位

特性：溫度準確耐用、外形美觀、氣密良好、操作簡單，可拆式控制面板，保養方便，具有溫度修正功能

附件：高、低活動棚板及固定架，棚板2片(鋼條狀)

• 控制面板說明 •



• DOV真空烘箱 •



• 規格說明 •

型式	DOV30	DOV40
溫度範圍	40°C ~ 200°C	
溫度精度	±0.5°C, PT100Ω白金測溫棒	
內外箱材質	內材SUS304不銹鋼板，外材鍍鋅鋼板粉體烤漆	
溫度控制系統	進口微電腦進口P. I. D. 自動演算功能	
溫度設定方式	觸控方式: LED數字顯示	
溫度表示方式	LED數字顯示	同時雙顯示
觀測窗	耐高壓、高溫安全強化玻璃	
真空度計	範圍0~760mmHg	
安全裝置	岩棉保溫、自我診斷功能，溫度異常，過熱、斷線及電源保護開關	
註明	接受大小不同尺寸訂製	
內部尺寸(mm)	W300xD300xH300	W400xD400xH400
外部尺寸(mm)	W450xD450xH700	W600xD550xH850
電壓	110V/220V	110V/220V
電流	8A/4A	12A/6A