


定溫烘箱

適用：高科技電子業、研究機構、學校、工廠、品管、化驗室等單位

特性：可拆式面板維修保養方便、薄膜觸控面板外型美觀、耐用、溫度精確

附件：高、低活動棚板及固定架，棚板2片（鋼條狀）

• 控制面板說明 •



• 定溫烘箱 •



• 規格說明 •

型式	DS30	DS45	DS60
溫度範圍	40℃ ~ 210℃ / 40℃ ~ 300℃ 供選擇		
溫度精度	±0.5℃，K(熱電偶)		
內外箱材質	內材不鏽鋼板，外材鍍鋅鋼板粉體烤漆		
溫度控制系統	全觸控式面板，微電腦P.I.D. 雙字幕顯示，S.S.R. 控制		
溫度設定方式	觸控方式：LED數字顯示 > 同時雙顯示		
溫度表示方式			
觀測窗	雙層安全強化玻璃5mm厚，尺寸W180xH230mm		
計時器	LED數字顯示型範圍1-99小時59分		
安全裝置	進口岩棉保溫，獨立超溫保護器，自我診斷功能，溫度異常，過熱、斷線及電源保護開關		
內部尺寸(mm)	W300xD300xH300	W450xD400xH400	W600xD500xH500
外部尺寸(mm)	W450xD440xH650	W580xD550xH750	W730xD960xH970
內容積	30L	72L	150L
電源	110V 50/60Hz	110V 50/60Hz	220V 50/60Hz
電流	8A	12A	12A
重量	約38kg	約48kg	約70kg