

# 頂級滑門天平 最高解析度0.00001g

Executive Semi-Micro Balance **360ES Series**

**EXECUTIVE**  
SWISS MADE 



**PRECISA**

www.precisa.com

瑞士



<b>內藏</b> 校正砝碼	單鍵校正 定時校正	溫差校正 自定校正	<b>14組</b> 秤重單位	<b>內建</b> 多組模式	<b>USB</b> RS232
<b>藍色*</b> 背光螢幕	<b>動物</b> 活體秤重	<b>比重</b> 固 / 液體	<b>GLP</b> 校正記錄	<b>3Q</b> 報告文件	

- 解析度 0.00001g、秤重範圍 102g...12.2Kg
- SCS 自動校正，內藏精密砝碼，單鍵自動校正
- 可定時校正、每隔 24 小時、溫差 2°C 自動校正
- 自動辨識任何重量標準砝碼、或任意輸入精確值
- 統計功能、小物計數、動物秤重、固 / 液體比重直讀、重量查核、淨 / 毛重、累進計重、自動換算、動態差重、Pipette 校正 ... 等多種應用機能
- 滑門開啓時完全藏入機背、不佔空間、避免打破
- 本體採用鋁合金機殼，是經久耐用的最佳保障
- 原廠可提供 IQ/OQ/PQ 3-Q 報告



## 背光液晶顯示\*

完整揭示各項訊息，字體加大、讀取清晰容易。依使用者習慣可自定不同開機畫面以及應用程式。多種控制軟鍵 (Softkeys) 呼叫不同功能選項，完全依直覺操作，使用超簡單！



## 全鋁合金機體

鋁合金一體成型機體，結構堅實穩固，確保最高品質精度。提供內部電子迴路最佳防護、及高抗干擾特性。無死角的流線型設計及薄膜按鍵，不易累積灰塵異物，清潔維護方便！

\*除0.00001g天平外、其餘皆標配藍色背光照明



## 先進洗練設計

薄型化的新時代造型線條，帶給天平設計的新思考方向。整體化、極小化、極簡化的結構，都是為確保使用者最大的操作便利性為前提而設計。



## 電磁補償荷重元

保留瑞士精密工藝的一貫傳統，堅持以最精細的方法調校每一台天平，保證其精準性。與它牌大量生產之單體式荷重元相較，維護成本更是低廉許多！



## 多種風罩選擇

SM/A系列天平可選配圓型或方型、對開式抗靜電玻璃防風罩，針對不同樣本、各種秤量應用。M系列則可選配方型全罩式壓克力防風罩 (台製)，以滿足不同條件下精密秤量的需求。



## 標配連接埠

全系列EP/ES天平皆標配USB/RS232連接埠，可外接電腦 (PC)、或符合原廠規範之印表機 (選配)。可將秤量數據快速輸出以便作更多應用、儲存、列印報表，或搭配其它儀器使用。

# 頂級滑門天平 最高解析度0.00001g

Executive Semi-Micro Balance **360ES Series**



**EXECUTIVE** SWISS MADE

## 0.00001g

	ES125SM	ES225SM-DR
圖片	1	1
最大秤量	125g	102g/225g*
解析度	0.00001g	102g/0.00001g 225g/0.0001g*
校正方式	內藏校正砝碼，單鍵自動校正。可每24小時、或溫差>2°C自動校正 外校時，可自動辨識標準砝碼、或自定外砝碼精確重量	
防風罩	圓形抗靜電玻璃防風罩	
秤盤尺寸	Ø80mm	

### 360ES與360EP之差異

沒有圖形化顯示幕、無法直接輸入英文字母、無法輸入扣重值與參考重量、無法選配無線傳輸模組，其餘功能皆完全相同。

## 0.0001g

	ES120A	ES220A	ES320A	ES420A	ES420A-FR	ES520A
圖片	1	1	1	1	1	1
最大秤量	120g	220g	320g	420g	120-420g*	520g
解析度	0.0001g	0.0001g	0.0001g	0.0001g	120g/0.0001g* 420g/0.001g*	0.0001g
校正方式	內藏校正砝碼，單鍵自動校正。可每24小時、或溫差>2°C自動校正 外校時，可自動辨識標準砝碼、或自定外砝碼精確重量					
防風罩	圓形抗靜電玻璃防風罩					
秤盤尺寸	Ø90mm					

## 0.001g

	ES320M	ES620M	ES920M	ES1220M	ES2220M	ES620M-FR	ES1220M-FR
圖片	2	2	2	2	2	2	2
最大秤量	320g	620g	920g	1220g	2200g	120-620g*	240-1220g*
解析度	0.001g	0.001g	0.001g	0.001g	0.001g	120g/0.001g* 620g/0.01g*	240g/0.001g* 1220g/0.01g*
校正方式	內藏校正砝碼，單鍵自動校正。可每24小時、或溫差>2°C自動校正 外校時，可自動辨識標準砝碼、或自定外砝碼精確重量						
防風罩高度	高度60mm上開式						
秤盤尺寸	135x135mm						

## 0.01g

	ES1200C	ES2200C	ES4200C	ES6200C	ES8200C	ES6200C-FR	ES8200C-DR
圖片	3	3	3	3	3	3	3
最大秤量	1200g	2200g	4200g	6200g	8200g	2200-6200g*	3200g/8200g*
解析度	0.01g	0.01g	0.01g	0.01g	0.01g	2200g/0.01g* 6200g/0.1g*	3200g/0.01g* 8200g/0.1g*
校正方式	內藏校正砝碼，單鍵自動校正。可每24小時、或溫差>2°C自動校正 外校時，可自動辨識標準砝碼、或自定外砝碼精確重量						
秤盤尺寸	200x200mm						

## 0.1g

	ES6200D	ES8200D	ES12200D
圖片	3	3	3
最大秤量	6200g	8200g	12200g
解析度	0.1g	0.1g	0.1g
校正方式	內藏校正砝碼，單鍵自動校正。可每24小時、或溫差>2°C自動校正 外校時，可自動辨識標準砝碼、或自定外砝碼精確重量		
秤盤尺寸	200x200mm		



### DR/FR 自動解析度切換

- **DR 雙重解析度 (Dual Range)**--  
超過一定重量，自動切換解析度。
- **FR 浮動解析度 (Floating Range)**--  
在最大秤重範圍內，隨時按Tare鍵，可立即恢復「最高解析度」。