

桌上型發酵槽

FB-3/5/10/-S

Bench Top Fermentors

PREMA

台灣製



技術規範	FB-3S	FB-6S	FB-10S
直徑	φ 134mm	φ 159mm	φ 188mm
發酵槽高度	260mm	328mm	370mm
總容積	3.3L	6.6L	10L
工作容積	2.5L	5L	8L
溫控範圍	冷卻水溫5°C以上...60°C		
加熱方式	PID控制、300W加熱器、Jacket Heating		
訊號輸出	0...1VDC、RS-485		
振盪馬達	50...1000rpm、40W		
振盪葉片	φ 60、φ 70	φ 60、φ 70	φ 75、φ 90
Aeration	0.5 micro screen sparger、0.5...5L		

技術規範	FB-3	FB-5	FB-10
直徑	φ 124mm	φ 140mm	φ 190mm
發酵槽高度	260mm	345mm	390mm
總容積	3L	5L	10L
工作容積	2L	4L	8L
溫控範圍	冷卻水溫5°C以上...60°C		
加熱方式	PID控制、300W加熱器、Jacket Heating		
訊號輸出	4...20mA		
振盪馬達	50...1000rpm、40W		
振盪葉片	φ 45、φ 56	φ 56、φ 70	φ 70、φ 84
Aeration	0.5 micro screen sparger、0.5...5L		