

# 安全通風操作櫃 專為天平秤量設計

Vented Balance Safety Enclosure **FS2000 Series**

**FLOW SCIENCES**

美國

www.flowsciences.com



活性化學品、危險物質、分注滴定、  
混合振盪、錠劑製作、HPLC 系統

**BENCHTOP/  
SCALE UP**

- 氣流平穩、無震動，精密電子天平秤量亦不受干擾
- 分離式 "Bag-out" HEPA 粉塵過濾器位於風扇前，防止電子迴路遭受污染、或更換時污染箱體內部
- 多重活性炭過濾蕊，超越 ASHRAE 110 防污等級
- 質地輕薄、或粉末狀之樣本，也不會遭到氣流吹散
- 62dBA 低噪音高效風機，可作 24 小時全時運轉
- 底部無接縫滴水托盤，防止液體潑灑、清潔方便
- 掀蓋口具導流片，提高氣密度、使氣流平穩輸送
- 8" 工作孔具透明蓋，可選配：拋棄孔或隔離手套
- 標配空氣流速警報器，以紅色 / 綠色燈號清晰表示
- 方形出風口，有效減少壓力損失、降低排風噪音
- 另有塑膠、金屬、玻璃款式，歡迎洽詢詳細規格

內部尺寸	寬度	深度	高度	重量
FS2010	50.44cm	54.6cm	47.96cm	38.1Kg
FS2015	81.2cm		47.96cm	46.27Kg
FS2020	111.68cm		47.96cm	68.04Kg
FS2030	142.16cm		42.88cm	84.37Kg
FS2040	173.45cm	72.39cm	42.88cm	90.72Kg
FS2230	81.2cm		74.63cm	75.3Kg
FS2240	112.24cm		74.63cm	100.2Kg
FS2250	151.77cm		74.63cm	125.2Kg
FS2260	172.18cm		67.28cm	150.6Kg
FS2280	233.14cm	54.61cm	67.28cm	200.9Kg
FS2300	51.67cm		72.44cm	49.9Kg
FS2350	81.2cm		74.62cm	58.97Kg
FS2400	112.77cm		74.62cm	77.11Kg
FS2500	142.16cm		69.55cm	99.79Kg
FS2600	173.45cm		69.18cm	119.75Kg
FS2800	232.86cm		69.18cm	159.66Kg