


Hi-Stirrer

G 系列

電動攪拌器



S型
標準型

R型
附轉速表型

RT型
附轉速及扭力表型



G-150R
電動攪拌器

特點

1. 採用特製高性能直流無段變速馬達，安靜絕無噪音
2. 使用時可視試料情形，任意調節速度
3. 是研究室、實驗室、工廠、學校等實用之攪拌器
4. 使用時並可參考轉速及扭力表
5. 可調整各種轉速、扭力

共用規格

- 馬達：DC馬達，100W、150W
- 夾頭：不銹鋼材質0~10m/m
- 攪拌棒：不銹鋼 # 304 8 ϕ × 500Lm/m
- 攪拌翼：不銹鋼 # 304，8 ϕ × 50 ϕ m/m
(內孔8 ϕ / 外徑35 ϕ ，50 ϕ ，60 ϕ ，80 ϕ ，100 ϕ ，120 ϕ ，150 ϕ)支持夾
- 支持夾：不銹鋼製
- 支持柱：SUS304 19 ϕ × 750Lm/m
- 電源：AC110/220V，50/60Hz，單相

規格說明

商品編號	形式	轉速RPM	馬達
SK-10520	G-100S	250-3000	DC-100W
SK-10521	G-150S	250-3000	DC-150W
SK-10522	G-100R	250-3000	DC-100W
SK-10523	G-150R	250-3000	DC-150W
SK-10524	G-100RT	250-3000	DC-100W
SK-10525	G-150RT	250-3000	DC-150W

◎配件請參照第37頁

Homo Mixer

HM.HD 系列

數字式乳化均質機



HM-0025RDM
數字式乳化均質機



HD-0025RDM
數字式乳化均質機

用途

- HM-0025 乳化均質攪拌，如：藥品、染織物、接著劑、化妝品、香料、塗料、顏料、化學纖維、染料、助劑、一般化學品及相關之化學原料攪拌乳化分散之用途
- HD-0025 適用於擴散、混合攪拌塗料、油墨、顏料、化妝品、香料等一般化學品及相關之化學原料擴散、混合攪拌

特點

- HM-0025
1. 浸液部分係SUS316不鏽鋼製，絕不腐蝕
 2. 可自由調速迴轉整，高速迴轉產生強力剪斷力，衝擊及亂流
 3. 可視乳化物之多少而調整檔流版，防止液體溢出
- HD-0025
1. 浸液部分係不鏽鋼製，絕不腐蝕
 2. 迴轉速可自由調整
 3. 攪拌翼片可更換形狀及大小

規格說明

商品編號	SK-10341	SK-10355
形式	HM-0025RDM	HD-0025RDM
轉速	500-11000 RPM	
馬達	1/4 HP	
適用容量	0.1-2 L	0.1-3 L
電壓	AC 110V/220V	