

精密高照度恆溫恆濕植物生長箱



▲ GC-2460

適用範圍

- 動植物細胞培養
- 昆蟲、植株養育
- 組織培養
- 馴化處理
- 病理觀察
- 生化實驗
- 微生物培養



◀ GC-2660

規格說明

規格 / 型號	GC-2460 / GC-2460H	GC-2660 / GC-2660H
適用溫度	0°C~45°C	
溫度控制器	微電腦 PID 溫度控制 · PV 測定值與 SV 設定值同時顯示 · 日、夜溫度獨立設定	
控制精度 / 均勻度	+/-0.02°C 解析度 0.1°C / +/-0.5 W/O 光照	
面板設定	電源、冷卻、溫度、溼度、燈光、警報、定時裝置	
安全裝置	電子式顯示 · 設定精度警報 0.1°C · 具高溫斷熱 · 低溫斷冷 · 第二道保護附警報與指示燈 · 壓縮機延時啟動與過載保護 · 冷媒高、低壓力保護裝置	
加熱 / 冷卻	1K W SUS 304# / 7000BTU 環保冷媒	1.5K W SUS 304# / 12000BTU 環保冷媒
濕度控制器	微電腦 PID 溫度控制 · PV 測定值與 SV 設定值同時顯示	
濕度範圍	30% RH~90% RH W/O 光照	
控制精度 / 均勻度	+/-0.02% 解析度 0.1% RH / +/-3% RH	
顯示 / 安全裝置	數字顯示 / 電子式設定精度 0.1% RH · 具高濕或低濕警訊	
加濕機	不鏽鋼超音波加濕機	
照明裝置	四面玻璃隔熱照明 0~30000 LUX 可供選擇 · 獨立分段光源控制	
定時裝置	24H 溫度與燈光獨立控制	
層架 / 材質	5片	10片
內部尺寸 (WxDxH)	620 x 620 x 1300 mm	1200 x 690 x 1300 mm
外部尺寸 (WxDxH)	910 x 930 x 2070 mm	1490 x 1000 x 2070 mm
容量	500 L	1076 L
電源裝置	220V 50/60Hz	