

NB/NHB精密天平

一般規格：

- | | |
|-----------|--------------------------------------|
| • 顯示 | 16.5mm數字LCD顯示,附白色LED背光 |
| • 秤量 | 300g/600g/1500g/3000g |
| • 秤盤尺寸 | Φ120mm, 140mm x 150mm |
| • 鍵盤 | 7鍵(薄膜按鍵) |
| • 結構 | ABS塑料外殼 |
| • 精度 | 30,000e/60,000e/75,000e |
| • ADC刷新速率 | ≤1/10秒 |
| • 操作環境溫度 | +5°C~+40°C |
| • 電源 | Input:100V~240V 50HZ Output:12V500mA |
| • 電池 | 鉛酸蓄電池 (6V/1.2Ah) |



※特點

- 16.5mm LCD顯示，配備白色LED背光及量程指示條
- 具有簡易計數、百分比分析、累加、多達13種單位切換等功能
- 可充電電池、充電一次可待機使用40小時(不帶背光)
- 附玻璃防風罩(NB、NHB秤量1500g、3000g除外)
- 配備RS-232通訊介面，可連接電腦或專用印表機
- 單鍵校正功能，操作簡單並可自動偵測砝碼重量值並準確校正
- 內部分辨率高達1 / 1,000,000

※周邊應用(RS-232通訊介面)

- 可連接電腦(後端軟體應用，請客戶自行處理)
- 連接專用印表機(OS-2130D)



NB/NHB精密天平




型號	秤量	感量	精度	秤盤尺寸	重量	認證
NB-300	300g	0.01g	30,000e	Φ 120mm	2.9kg	CE
NB-600	600g	0.02g	30,000e	Φ 120mm	2.9kg	CE
NB-1500	1500g	0.05g	30,000e	140x150mm	2.7kg	CE
NB-3000	3000g	0.1g	30,000e	140x150mm	2.7kg	CE
NHB-300	300g	0.005g	60,000e	Φ 120mm	2.9kg	CE
NHB-600	600g	0.01g	60,000e	Φ 120mm	2.9kg	CE
NHB-1500	1500g	0.02g	75,000e	140x150mm	2.7kg	CE
NHB-3000	3000g	0.05g	60,000e	140x150mm	2.7kg	CE

選配



OS-2130D印表機

尺寸圖(mm)



秤量	秤盤尺寸	
	Φ 120mm	140x150mm
300g	✓	
600g	✓	
1500g		✓
3000g		✓

列印格式

2012/03/07 13:38

PERCENT: 100.01%

2012/03/07 13:37

S/N0: 1

WEIGHT: 80.26 g

2012/03/07 13:37

S/N0: 1

TOTAL.WT: 80.26 g

2012/03/07 13:38

PCS: 222pcs

UNIT.WT: 0.40132 g

WEIGHT: 89.04 g