

Sieve Shaker

粗骨材搖篩機

■ 粗骨材



粗骨材搖篩機

特點

上下振盪方式能夠篩選自 8mesh至3"之試料。固定篩框採用油壓裝置防止鬆動、操作簡便，篩網裝卸容易，為大容量之振篩機

規格說明

商品編號	型式	馬力	電源	振盪數	架數
SK-20104	粗骨材	東元 1/4HP	AC110 /220V	560	6個

- 註：1. 附 件：篩框6只底盤1只
2. 篩框呎吋：W41×D61×H6cm
3. 外型呎吋：W56×D86×H117cm
4. 訂購時請指定篩網目數

Sieve Shaker

改良式搖篩機

■ 改良式

RO-TAP
改良式搖篩機

特點

本器為RO-TAP改良式，水平運動中，打擊棒連續上下運動，可同時使用數個標準篩網，能分別篩選出最佳試料。馬達藏於本體內部，可減少佔用空間，外型美觀，並附定時器，可在設定時間內自動操作，是種裝卸、操作容易並且篩選效果最佳之搖篩機

規格說明

商品編號	SK-20101	型 式	RO-TAP
振盪數	290RPM	打 數	78或156T.P.M
馬 力	東元1/4HP	定 時	60分
尺 寸	W67×D320×H99cm	電 源	AC110/220V
架 數	8個(200, 150m/m)H4.5cm、6個(200, 150m/m)H6cm		

註：標準分析篩請另購

Sieve Shaker

簡易式搖篩機

■ 簡易式



簡易式搖篩機

特點

水平左右搖擺振盪，能同時使用數個篩網，轉速固定，能代替人力操作，為一經濟式之搖篩機

規格說明

商品編號	SK-20103	型 式	簡易式
回 轉 數	260RPM	馬 力	東元1/4HP
尺 寸	W60×D37×H94cm	電 源	AC110/220V
架 數	8個(200, 150m/m)H4.5cm、6個(200, 150m/m)H6cm		

註：標準分析篩請另購

Sieve Shaker

VIB-RO搖篩機

■ VIB-RO



VIB-RO 搖篩機

特點

本器採超強變速馬達，高週波頻率振盪，速度可自由調整，設計精巧耐用，任何粉類皆可適用，能篩選出適當理想試料之粒度。不佔空間移動方便，可多層標準篩使用，並附有定時器，振幅達3m/m

規格說明

商品編號	SK-20102	型 式	VIB-RO
回 轉 數	1000-6000RPM	馬 力	1/4HP
尺 寸	W30×D30×H33cm	定 時	60分
電 源	AC110/220V		
架 數	8個(200, 150m/m)H4.5cm、6個(200, 150m/m)H6cm		

註：標準分析篩請另購