

Electric Centrifuge

電動離心器

SF • CF



SF • CF型

特點

本機為小容量型，附安全上蓋，馬達迴轉無噪音，提攜方便，為一堅固耐用之離心機，適合臨床檢查或學校、研究機構、醫院、檢驗院等

規格說明

商 品 編 號	SK-10902	SK-10907	SK-10908	SK-10909
型 式	SF-15B	CF-15B	CF-15C	CF-15CR
容 量	15ml × 4	15ml × 6	15ml × 8	15ml × 8
轉 速	0-3200 RPM			0-6000 RPM
離心力	980 × g	1750 × g	1750 × g	4265 × g
電 源 馬 力	5.5W AC 110/220V	10W AC 110/220V		10W AC 110/220V

註：可另加裝TIMER 0-30min，15ml玻璃離心管另購

Electric Centrifuge

電動離心器

LF-15



LF-15C數字型



LF-15C數字型



LF-15C指針型

特點

內部有裝置自動平衡系統，運轉平順無噪音，並具安全開蓋斷電裝置，及保險絲裝置，有多種迴轉盤可供選擇，角度旋轉盤，有指針型及數字型二種機型

規格說明

商 品 編 號	SK-10911	SK-10913	SK-10917	SK-10919
型 式	LF-15C	LF-15E	LF-20A	LF-302C
容 量	15ml × 8	15ml × 12	20ml × 4 可適用UV管	30ml × 2 可適用UV管
轉 速	0-4000RPM			0-3000RPM
離心力	1850 × g	2100 × g	2050 × g	1230 × g
定 時	60分			

註：15ml玻璃離心管請另購

Electric Centrifuge

電動離心器

LF-50 • LF-100



內部轉盤



LF-50

特點

防震裝置設於機體內部，壓克力透明上蓋可觀察操作情形，迴轉盤經平衡校正，並具安全開蓋斷電裝置，安全性高，操作簡易，效果佳，適用大量離心使用，是研究室檢驗機構受歡迎之離心機

規格說明

商 品 編 號	SK-10921	SK-10922	SK-10924	SK-10925
型 式	LF-50A	LF-50A1	LF-100A	LF-200A
容 量	50ml × 4 10ml × 4	50ml × 4 10ml × 32	100ml × 4	200ml × 4
轉 速	0-4000RPM		0-3000RPM	0-2500RPM
離心力	2750 × g		2000 × g	-
定 時	60分			

註：10ml玻璃離心管請另購

Turntable & Accessory

LF-50配件

規格說明

配件：1. 15ml 8孔套管
3. 50ml 鐵管
2. 10ml 玻璃套管
4. 50ml 玻璃管



1. 2. 3. 4.