

Rocking Mixer

混合機


OM • VM



OM-60 圓筒混合機



OM-1 錐型混合機



VM-1 V型混合機

用途

醫藥品、化妝品、化工原料、電子材料等粉、粒之混合或粉碎(另加磨球)

特點

1. 不銹鋼製混合桶
2. 開口採用倒勾式
3. 方便、快速、絕不外漏
4. 試料能快速而完全混合
5. 可另加定時器
6. 另有中大型混合機接受訂製

規格說明

商品編號	SK-34421	SK-34420	SK-34423
型 式	OM-60 圓筒混合機	OM-1 錐型混合機	VM-1 V型混合機
全 容 量	60 L	8 L	
轉 速	30 RPM		
馬 力	2 HP	1/4 HP	
電 壓	220 V	110V/220 V	

Rocking Mixer

搖擺混合機

SM-1



SM-1 搖擺混合機

用途

醫藥品、化妝品、化工原料、電子材料等粉、粒之混合或粉碎(另加磨球)

特點

1. 本機乃依照混合機原理改良而成
2. 迴轉及搖動方式各別開關控制並附加定時器
3. 圓筒型迴轉槽體內設計有葉片、協助混合
4. 槽體做左右上下搖動達成快速混合

規格說明

商品編號	SK-34425
型 式	SM-1 搖擺混合機
容 量 (有效容量)	10 L
速 度	旋轉:1/8HP 60 RPM
馬 力	搖擺:1/4HP 10 RPM
電 壓	110V/220V
定 時 器	LED定時器 999min

Rotary Agitator

六孔旋轉器

TCLP-1



六孔旋轉器

用途

適用於環保、污泥、凝集沉物廢水處理、殘留物等之分解抽取化驗

特點

穩定性高，分解力強，鋁合金夾盤材質

規格說明

商品編號	SK-10580		
型 式	TCLP-1	容 量	2000ml x 6支
馬 力	1/2HP	旋轉方式	360度旋轉
回 轉 數	30±2 RPM	電 源	AC110/220V

SHIN KWANG