

認可登錄號碼 GMP0314
衛署醫器製字第 001706 號

TM-328、TM-329

特點：

- ◆為直立式消毒器，容量大，可消毒大型器皿
- ◆底板裝有滑輪，方便移動
- ◆壓力上升至消毒溫度才開始計時
- ◆有乾燥功能，當消毒完成可切換進行乾燥
- ◆操作簡單，容易上手
- ◆消毒快速效果佳
- ◆無水溫度過高時自動停止加熱並警報通知
- ◆安全經濟
- ◆適合醫療單位、各科診所、研究單位、牙科等使用



規格：

TM-328 快速消毒器

- 內桶尺寸：φ30 cm x 70 cm
- 內桶容量：49公升
- 外觀尺寸：56L x 45W x 114H cm
- 消毒溫度：121°C
- 消毒壓力：1.2 Kg/cm²
- 乾燥方式：電熱片乾燥
- 淨重：約64kg
- 材質：內桶、外箱、消毒網籃皆為304不銹鋼
- 電力：AC 220V 2.3Kw
- 附件：底墊、墊勾、電源線
、消毒網籃(φ28cmx66cm)
- ※另可選購雙層網籃(φ28cmx33cm) X2
- 主要裝置：總開關、起動鈕、壓力錶、60分定時器
、指示燈、消毒乾燥開關、排水閥、排氣閥、安全閥、操作完成及過熱時自動斷電附警報通知、溫度控制器、壓力控制器、排水管

TM-329 快速消毒器

- 內桶尺寸：φ35 cm x 75 cm
- 內桶容量：72公升
- 外觀尺寸：64L x 54W x 118H cm
- 消毒溫度：121°C
- 消毒壓力：1.2 Kg/cm²
- 乾燥方式：電熱片乾燥
- 淨重：約96kg
- 材質：內桶、外箱、消毒網籃皆為304不銹鋼
- 電力：AC 220V 2.7Kw
- 附件：底墊、墊勾、電源線
、消毒盒(φ33cmx71cm)
- ※另可選購雙層網籃(φ33cmx35cm) X2
- 主要裝置：總開關、起動鈕、壓力錶、60分定時器
、指示燈、消毒乾燥開關、排水閥、排氣閥、安全閥、操作完成及過熱時自動斷電附警報通知、溫度控制器、壓力控制器、排水管