

Ball Mill

球磨機

BM-S • BM



BM-S 迷你型球磨機



BM-072 球磨機

用途

將試料裝於球壺內，利用回轉使磁球互磨，達到粉碎及混合之作用，最適研究實驗使用

特點

速度固定，共有四種機種可選購，為一經濟型球磨機

規格說明

商品編號	SK-20111	SK-20112	SK-20113	SK-20114	SK-20124
型 式	BM-052	BM-072	BM-102	BM-104	BM-S 迷你型
適 用 球 壺 數	4寸-5寸 ×2個用	6寸-7寸 ×2個用	8寸-10寸 ×2個用	8寸-10寸 ×4個用	依 費 用 戶 訂 製
呎 吋 W×D×Hcm	54×38×46	65×39×46	82×40×46	82×78×46	
馬 力	200W			400W	
回 轉 數	200 RPM				
電 源	AC110V/220V				

Ball Mill

萬能式球磨機

UBM



UBM-1 球磨機(數字型)



UBM-3 萬能式3層球磨機(特製三滾軸)

特點

採無段變速馬達，速度可快慢自由調節，只需調整滾軸之距離，各種球壺(3寸-10寸)均可自由交換使用

規格說明

商 品 編 號	SK-20115	SK-20116	SK-20117
型 式	UBM-1 萬能型	UBM-2 萬能式2層	UBM-3 萬能式3層
適 用 球 壺 數	3寸-10寸通用，使用長度75CM (2支滾軸)		
呎 吋 cm	W110×D48×H40	W110×D48×H95	W110×D48×H138
馬 力	400 W	600 W	800 W
回 轉 數	10-600 RPM		
電 源	AC 110V/220V		

註：數字式顯示表及計時器費用另計

Ball Mill

桌上型球磨機

MUBM



MUBM-340 桌上型球磨機 (3支滾軸)

特點

採用無段變速馬達，並附定時器LED轉速顯示表，滾軸間距可調，各種尺寸之PE、PP罐均可適用

規格說明

商品編號	SK-20118	SK-20119
型 式	MUBM-236	MUBM-340
呎 吋	W85×D32×H15cm	W88×D32×H15cm
使用長度	36cm (2支滾軸)	40cm (3支滾軸)
馬 力	100W	
轉 速	10-1500 RPM (限重6Kg以內)	
電 源	AC 110V/220V	

配件

球磨壺

球磨壺
(硬質陶磁)



規格說明

呎 吋	全容量c. c.	外 徑mm	摺容量c. c.
3	400	90	250
4	800	120	500
5	1600	150	1000
6	2800	180	2000
7	4500	210	3000
8	7500	240	5000
10	15500	300	10000
12	25000	360	15000