

# 數位式黏度計 手提式靈活運用、滿足現場量測需求

Portable Digital Viscometer **TVC-7**

**TOKI SANGYO**

www.tokisangyo.com

日本製

## 隨處測量 精確輕巧

- 手提式設計，外型輕巧、不需取樣、現場直接測定
- 雙行液晶點陣式螢幕，可同時顯示狀態、黏度值、百分比、轉子型式、測量時間、超限警示、低電量警示... 等
- 3 位數顯示讀值，可切換 cP(mPa.s)、KcP(Pa.s)、%
- 內藏 3 顆二號電池，另可外接 AC 電源供應器 (選購)
- 可更換多種轉子 (選購)，測量範圍如下所示
- 金屬握把具防滑紋路設計、另具防墜落腕帶
- 測值與 C 型黏度計完全相容

規格	TVC-7
轉速	20rpm
精度	全量程±3%以內 (No. 1, 3, 4轉子) 全量程±4%以內 (No. 0, 1, 5轉子)
再現性	全量程2%以內
顯示單位	LCD三位數顯示 (cP/KcP)、百分比 (%) 讀值同時顯示
接液材質	SUS304/SUS303不鏽鋼
電源	二號鹼性電池3顆、可連續使用30小時 具備自動斷電機能、可選購電源供應器
重量	1.4Kg

## TVC-7 選購附件

\*請依測量需求選購 轉子、桌上型支架、電源供應器

轉子	範圍
No. 0	10...100 cps
No. 1	50...500 cps
No. 2	200...2,000 cps
No. 3	1,000...10,000 cps
No. 4	5,000...50,000 cps
No. 5	20,000...200,000 cps



請依測量範圍，選購適當的轉子



AC電源供應器，供長時間檢測



硬質儲存攜帶箱



これは便利!!  
粘度を現場で簡単測定。



握把具防滑紋路及腕帶



桌上型支架



天平  
衡器

電氣  
化學

黏度  
分析

色彩  
色差

攪拌  
均質

光學  
儀器

光學  
特性

恆溫  
設備

塗料  
檢測

物性  
試驗

紡織  
專區

紙業  
專區