

優質液態氮儲存桶

AGIL 系列

不鏽鋼一體成型，堅固耐用

- 耐溫可達 -200~+200°C
- 附提把，攜帶方便
- 側邊附把手，方便傾倒
- 可加選木塞使用



Lids 軟木塞 for AGIL



型號	AGIL 0.5	AGIL 1	AGIL 1 / L	AGIL 2	AGIL 3	AGIL 6
容量 (Liter)	0.5 L	1 L	1 L	2 L	3 L	6 L
蒸發率 (L/day)	1	0.9	1.6	1.1	3.1	2.9
靜態儲存天數	12 天	26 天	15 天	43 天	23 天	49 天
空桶重 (kg)	0.56	0.95	0.80	1.35	1.78	2.40
內直徑 (mm)	65	85	100	100	185	185
高度 (mm)	203	231	177	312	190	300

ARPEGE 系列

大型液態氮樣品儲存桶

- 超低揮發率，節省液態氮消耗量
- 專利彩色套筒，容易辨識拿取樣本
- 蓋子可上鎖，安全有保障
- 附人體工學把手
- 強化環形外殼，耐用壽命長
- 適用樣品：Vial



專利固定架



型號	ARPEGE 40	ARPEGE 70	ARPEGE 110	ARPEGE 140	ARPEGE 170	ARPEGE 55	ARPEGE 75
容量 (Liter)	40	72	116	144	172	55	72
蒸發率 (L/day)	0.3	0.7	0.75	0.75	0.8	2.4	2.5
靜態儲存天數	133 天	103 天	155 天	192 天	215 天	23 天	29 天
裝滿桶重 (kg)	67	106	149	171	21	90	90
rack 數	6	4	4	6	6	6 (三角形)	6 (三角形)
box 數	30	20	36	48	60	54 (三角形)	72 (三角形)
2 ml Cryovial 數	750	2000	3600	4800	6000	3618	4824