

IKA

designed for scientists



big squid white

/// 参数列表

最新改进和设计的磁力搅拌器。

New: 转速数字显示 (LED)

New: 电子控制马达能力更强

New: 更高的转速范围：0-2,500 rpm

- 由于采用了玻璃盘面以及TPC-ET化学合成材料精制而成，具有良好的耐化学腐蚀性能

- 可循环利用材料精制而成

技术参数

搅拌点位数目	1
最大搅拌量 (H ₂ O) [l]	1.5
电机输出功率 [W]	2
旋转方向	右
速度显示设定值	LED
转速控制	控制旋钮
速度范围 [rpm]	0 - 2500
设置速度精度 [rpm]	50
搅拌子最大长度 [mm]	30
工作盘材质	玻璃
工作盘外形尺寸 [mm]	Ø 160
外形尺寸 [mm]	185 x 45 x 205
重量 [kg]	0.889
允许环境温度 [°C]	5 - 40
允许相对湿度 [%]	80
DIN EN 60529 保护方式	IP 54
电压 [V]	100 - 240
频率 [Hz]	50/60
仪器输入功率 [W]	4
直流电压 [V=]	12
电流消耗 [mA]	300