




符合標準：ASTM D1131/D1545/D1725, AOC method Ka 6-63, FTMS 141-a Method 4272

Grade A 級試管

- 不脫落褐色蝕刻標記，氣泡大小正確
- 三次查驗，內徑 $\varnothing 10.65 \pm 0.025\text{mm}$
- 附軟質木塞

Grade B 級試管

- 不脫落褐色蝕刻標記，氣泡大小正確
- 適合例行實驗或工業現場使用
- 三次查驗，內徑 $\varnothing 10.75\text{mm}$
- 附軟質木塞



Grade N 級試管

- 不脫落褐色蝕刻標記，氣泡大小正確
- 三次查驗，內徑 $\varnothing 10.65 \pm 0.25\text{mm}$
- 底部額外刻度，可產生 73mm 氣泡
- ASTM 規則：Timer Tubes
- 附軟質木塞



黏度管支架

- 可依相同角度同時比對 5 支黏度管
- 置於加熱槽或桌面時不易傾倒
- 金屬支架與塑膠握把提取方便
- 本支架不包括黏度管及試樣管



軟質木塞

- 適用 A/B/N 級試樣管
- 每袋 144 顆

套裝黏度管

| 型號 | 黏度管 | Stokes | 數量 |
|---------|----------|-------------|-----|
| PV-0500 | A5...A1 | 0.05...0.31 | 5支 |
| PV-0510 | A...T | 0.5...5.5 | 20支 |
| PV-0540 | U...Z6 | 6.66...151 | 12支 |
| PV-0560 | Z7...Z10 | 406...1190 | 4支 |

標配：黏度管、標準品、儲存盒、2支A級空試管

單支黏度管

| 編號 | 黏度管 | Stokes |
|---------|-----|---------|
| PV-0501 | A5 | 0.051 |
| PV-0502 | A4 | 0.071 |
| PV-0503 | A3 | 0.140 |
| PV-0504 | A2 | 0.213 |
| PV-0505 | A1 | 0.310 |
| PV-0511 | A | 0.536 |
| PV-0512 | B | 0.688 |
| PV-0513 | C | 0.927 |
| PV-0514 | D | 1.029 |
| PV-0515 | E | 1.227 |
| PV-0516 | F | 1.519 |
| PV-0517 | G | 1.600 |
| PV-0518 | H | 2.108 |
| PV-0519 | I | 2.242 |
| PV-0520 | J | 2.682 |
| PV-0521 | K | 2.879 |
| PV-0522 | L | 3.023 |
| PV-0523 | M | 3.354 |
| PV-0524 | N | 3.452 |
| PV-0525 | O | 3.779 |
| PV-0526 | P | 4.088 |
| PV-0527 | Q | 4.418 |
| PV-0528 | R | 4.674 |
| PV-0529 | S | 5.177 |
| PV-0530 | T | 5.472 |
| PV-0541 | U | 6.659 |
| PV-0542 | V | 8.892 |
| PV-0543 | W | 10.73 |
| PV-0544 | X | 12.00 |
| PV-0545 | Y | 17.37 |
| PV-0546 | Z | 22.89 |
| PV-0547 | Z1 | 29.09 |
| PV-0548 | Z2 | 40.56 |
| PV-0549 | Z3 | 48.40 |
| PV-0550 | Z4 | 72.41 |
| PV-0551 | Z5 | 99.17 |
| PV-0552 | Z6 | 150.80 |
| PV-0561 | Z7 | 406.50 |
| PV-0562 | Z8 | 732.80 |
| PV-0563 | Z9 | 915.00 |
| PV-0564 | Z10 | 1190.00 |