


高溫烘箱

適用：高科技電子業、研究機構、學校、工廠、品管、化驗室等單位

特性：可拆式面板維修保養方便、薄膜觸控面板外型美觀、耐用、溫度精確

附件：高、低活動棚板及固定架，活動輪棚板2片(鋼條狀)

• 控制面板說明 •



• 高溫烘箱 •



• 規格說明 •

型式	DH400	DH600
溫度範圍	60°C ~ 500°C / 600°C	
溫度精度	± 1°C, K(熱電偶)	
內外箱材質	內材不鏽鋼板，外材鍍鋅鋼板粉體烤漆	
溫度控制系統	全觸控式面板，微電腦P. I. D. 雙字幕顯示，S. S. R. 控制	
溫度設定方式	觸控方式：LED數字顯示 > 同時雙顯示	
溫度表示方式		
觀測窗	尺寸W180xH320mm	
計時器	LED數字顯示型範圍1-99小時59分	
安全裝置	進口鎳合金不銹鋼加熱管，進口陶瓷棉斷熱獨立超溫保護器，自我診斷功能，溫度異常，過熱、斷線及電源保護開關	
送風馬達	1/4HP	1/2HP
內部尺寸(mm)	W450xD400xH400	W600xD500xH500
外部尺寸(mm)	W700xD580xH970	W870xD700xH1120
內容積	72L	150L
電源電流	220V 50/60Hz 18A	220V 50/60Hz 27A
重量	約65kg	約90kg