

Homo Mixer

高速乳化機

HM



HM-0025實驗型
高速乳化機



HM-0100落地型
高速乳化機



HM-0200落地型
高速乳化機

用途

適用於乳化均質攪拌，如藥品、染織物、接著劑、化妝品、香料、塗料、顏料、化學纖維、染料、助劑、一般化學品及相關之化學原料攪拌乳化分散

特點

- 浸液部份係SUS316不銹鋼製，絕不腐蝕
- 自由調整轉速，高速迴轉產生強力剪斷力，衝擊及亂流
- 可視乳化物之多少而調整擋流板，防止液體溢出

規格說明

商品編號	SK-10311	SK-10312	SK-10313	SK-10314
型 式	HM-0025	HM-0050	HM-0100	HM-0200
轉速 RPM	500-11000	500-11000	500-9000	500-8000
馬 達	1/4 HP	1/2 HP	1 HP	2 HP
適用容量	0.2-2L	1-3L	2-20L	5-50L
電 壓	110V/220V	110V/220V	220V	220V

Homo Mixer

真空乳化機

HMV-0025



HMV-0025
真空乳化機

用途

適用於乳化均質攪拌及消氣泡。如塗料、油墨、顏料、化妝品、香料等一般化學品及相關之化學原料攪拌乳化分散

特點

- 浸液部分係SUS316不銹鋼製，絕不腐蝕
- 迴轉速自由調整，高速迴轉產生強力剪斷力，衝擊及亂流
- 附玻璃杯一只、真空表(真空幫浦請另購)

規格說明

商品編號	SK-10360
型 式	HMV-0025
轉 速RPM	500-8000
馬 力	1/4 HP
適用容量	0.2-1L
電 壓	110V/220V

Digital, High Speed Homo Mixer

數字式乳化機

HM-0025RDM



HM-0025RDM
數字式乳化機

用途

乳化均質攪拌，如：藥品、染織物、接著劑、化妝品、香料、塗料、顏料、化學纖維、染料、助劑、一般化學品及相關之化學原料攪拌乳化分散

特點

- 浸液部分係SUS316不銹鋼製，絕不腐蝕
- 自由調整迴轉速，高速迴轉產生強力剪斷力，衝擊及亂流
- 可視乳化物多少而調整擋流版，防止液體溢出

規格說明

商品編號	SK-10341
型 式	HM-0025RDM
轉 速RPM	500-11000
馬 達	1/4 HP
適用容量	0.2-2 L
電 壓	AC 110V/220V

SHIN KWANG