

IKA

designed for scientists



KS 130 basic

/// 参数列表

小型周转式振荡器（基本型），周转平稳，噪音小，使用寿命长。最大承重量2 Kg。

平台尺寸：230 x 230 mm

- 电子调节速度和时间
- LED显示转速和时间
- 不同类型的夹具适用于各种不同形状和尺寸的振荡容器
- 夹具不含在本仪器配置内，请另外订货



designed for scientists

交货清单

- KS 130 basic
- Single-head wrench



designed for scientists

技术参数

运行方式	圆周
周转直径 [mm]	4
允许震荡承重量(含夹具) [kg]	2.0
电机输入功率 [W]	45
电机输出功率 [W]	10
允许连续运转时间 [%]	100
最小转速(可调节) [rpm]	80
速度范围 [rpm]	0 - 800
转速显示	LED行
计时器	是
计时器显示	LED行
时间设置范围 [min]	5 - 50
运行方式	定时, 连续运转
外形尺寸 [mm]	270 x 98 x 316
重量 [kg]	8.8
允许环境温度 [°C]	5 - 50
允许相对湿度 [%]	80
DIN EN 60529 保护方式	IP 21
电压 [V]	100 - 120
频率 [Hz]	50/60
仪器输入功率 [W]	45