

LB-07 小型低溫恆溫循環水槽

B
BOSCH.LAB

± °C

簡便 *AGILE*

高效能 *EFFICIENT*

多用途 *VERSATILE*



The new dimension of temperature control

特點：

1. 採用外部溫度控制使用，其原理是通過電流流過半導體繼電器的方式，實現溫度控制，可以在有限空間內實現加熱和冷卻功能。
2. 能在任何環境下高效能運行。
3. 兼具加熱與制冷的功效，工作溫度範圍從10到70 °C，特別適合那些需要一個穩定且持續溫度控制的應用。
4. 適合各種工況下使用，例如用於黏度計恆溫、生命科學分析或化學實驗室。
5. 可確保溫度控制精確並能在短時間內實現快速升溫或降溫，具有重量輕、體積小並且不含制冷劑的優點是非常環保的一款產品。
6. 部分載荷下也能有最大的能效比。
7. 簡單的3鍵操作搭配LCD 顯示螢幕。



規格：

內容量：700ml

最低工作溫度：10° C

最高工作溫度：70° C

制冷功率：0.15 kW

溫度穩定性：±0.1 K

加熱功率：0.3 kW

最高泵壓力：0.8 kW

壓力泵：2 L/min

尺寸(深x 寬 x 高)：224 x 200 x 265 mm



LCD 顯示螢幕

