

IKA

designed for scientists



MTS 2/4 digital microtiter shaker

/// 参数列表

酶标板振荡器

特别研制的振荡器，可震荡2块或4块酶标板

- 电子速度控制
- 数字显示时间
- 实际振荡时间达到设置的振荡时间时，自动报警
- 包含附件（无酶标板）

交货清单

- MTS 2/4 digital microtiter shaker



designed for scientists

•Socket wrench

技术参数

运行方式	圆周
周转直径 [mm]	3
允许震荡承重量(含夹具) [kg]	1
电机输入功率 [W]	35
电机输出功率 [W]	13.5
允许连续运转时间 [%]	100
最小转速(可调节) [rpm]	50
速度范围 [rpm]	0 - 1100
转速显示	刻度
计时器	是
计时器显示	LED七分区
时间设置范围 [min]	1 - 99
运行方式	定时, 连续运转
用酶标板工作	是
酶标板数	2或4
外形尺寸 [mm]	185 x 105 x 320
重量 [kg]	3.216
允许环境温度 [°C]	5 - 40
允许相对湿度 [%]	80
DIN EN 60529 保护方式	IP 21
电压 [V]	100 - 120
频率 [Hz]	50/60
仪器输入功率 [W]	45