

IKA

designed for scientists



Maxi MR 1 digital

/// 参数列表

大功率磁力搅拌器，无加热功能。

- 搅拌量多达 150 升 (H₂O)
- 平整、坚固的不锈钢外壳
- 电子马达
- 无级变速
- 数字式 LED 速度显示屏
- 定时 (0 至 56 分钟) 或连续运行
- 集成式 USB 和 RS 232 接口



designed for scientists

技术参数

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| 搅拌点位数目 | 1 |
| 最大搅拌量 (H ₂ O) [l] | 150 |
| 电机输出功率 [W] | 35 |
| 速度范围 [rpm] | 0 - 600 |
| 搅拌子最大长度 [mm] | 155 |
| 加热盘自热 (室温:22°C/保持:1小时) [+K] | 18 |
| 工作盘材质 | 不锈钢 1.4301 |
| 工作盘外形尺寸 [mm] | 500 x 500 |
| 计时器 | 是 |
| 外形尺寸 [mm] | 505 x 110 x 585 |
| 重量 [kg] | 21.36 |
| 允许环境温度 [°C] | 5 - 40 |
| 允许相对湿度 [%] | 80 |
| DIN EN 60529 保护方式 | IP 21 |
| RS 232接口 | 是 |
| USB接口 | 是 |
| 电压 [V] | 230 / 100 - 120 / 100 |
| 频率 [Hz] | 50/60 |
| 仪器输入功率 [W] | 80 |