

IKA

designed for scientists



Midi MR 1 digital

/// 参数列表

强功率磁力搅拌器，无加热功能。

- 搅拌量多达 50 升 (H₂O)
- 平整、坚固的不锈钢外壳
- 电子马达
- 无级变速
- 数字式 LED 速度显示屏
- 定时 (0 - 56 分钟) 或连续运行
- 集成式 USB 和 RS 232 接口



designed for scientists

技术参数

搅拌点位数目	1
最大搅拌量 (H ₂ O) [l]	50
电机输出功率 [W]	19
速度范围 [rpm]	0 - 1000
搅拌子最大长度 [mm]	80
加热盘自热 (室温:22°C/保持:1小时) [+K]	28
工作盘材质	不锈钢 1.4301
工作盘外形尺寸 [mm]	350 x 350
外形尺寸 [mm]	360 x 110 x 430
重量 [kg]	10.7
允许环境温度 [°C]	5 - 40
允许相对湿度 [%]	80
DIN EN 60529 保护方式	IP 21
RS 232接口	是
USB接口	是
电压 [V]	230 / 100 - 120 / 100
频率 [Hz]	50/60
仪器输入功率 [W]	70