

無油式真空幫浦



產品特色

- ▶ **無汙染、免保養**
Rocker 系列幫浦利用活塞作動原理，不需使用油來潤滑與保養，因此無油霧汙染的問題。
- ▶ **Prote™ 浮球防溢保護裝置**
Rocker 系列幫浦內建 Prote™ 浮球濾芯組，降低幫浦意外抽入水溶液而造成損壞的可能性。
- ▶ **真空調壓裝置**
Rocker 系列幫浦配有真空調壓閥，可依需求調整真空度大小。
- ▶ **過熱保護裝置**
Rocker 系列幫浦在馬達內部均裝有過熱保護裝置，當機體內部溫度過高時，會自動停機，冷卻後再自行啟動。
- ▶ **進氣過濾裝置**
Rocker 系列幫浦在進氣口均裝有濾芯，可過濾環境中的粉塵與水氣，延長汽缸及活塞的使用年限。
- ▶ **國際認證**
 歐盟 CE 安全認證
 北美 CSA 認證 (Rocker 300)
 IP 30 防護等級 (Rocker 300)
 RoHS 認證
- ▶ **二年產品保固**

產品應用

- ▶ 實驗室真空過濾
- ▶ 水中懸浮固形物檢測
- ▶ 微生物檢測
- ▶ 空氣採樣

訂購資訊

167300-11(22)

Rocker 300 無油式真空幫浦
AC110V, 60Hz (AC220V, 50Hz)

167330-00

Rocker 300DC 直流式真空幫浦
DC12V

專利編號：M491731



Rocker 300



產品規格

型號	Rocker 300		Rocker 300DC
電壓 / 頻率	110V/60Hz	220V/50Hz	DC12V
功率	65W	60W	35W
耗電流	0.7A	0.3A	3A
最大真空度	105 mbar		145 mbar
最大流量	23 L/min	20 L/min	25 L/min
轉速	1750 RPM	1450 RPM	1800 RPM
馬力	1/8 HP		1/8 HP
噪音值	50 dB		50 dB
適用軟管內徑	ID8		ID8
真空調壓閥	Yes		Yes
浮球濾芯組	Yes		Yes
安全性	過熱保護裝置		過熱保護裝置
淨重	4.1 Kg		3.5 Kg
尺寸 (LxWxH)	26.8 x 13.5 x 20.4 cm		27.2 x 12.1 x 16.5 cm

真空幫浦 / 空壓機常用配件

真空幫浦插心接頭 / L型接頭



Cat. No.:	167300-20	167300-21	167300-63	167300-23	167300-24	187100-32	187100-31	187100-34	167300-25
ID:	3/8 inch	5/16 inch	1/4 inch	3/16 inch	1/8 inch	1/2 inch	3/8 inch	1/4 inch	5/16 inch
	ID10	ID8	ID6	ID5	ID3	ID12	ID10	ID6	ID8
Thread:	1/8 PT	1/8 PT	1/8 PT	1/8 PT	1/8 PT	1/4 SAE	1/4 SAE	1/4 SAE	1/8 PT

調壓 / 過濾裝置



167301-06 Rocker 300/400/410/430 專用	167801-06 Rocker 801/811 專用	169411-06 Chemker 410/411 專用	169611-06 Chemker 610/611 專用	189300-06 Rocker 300C/400C/410C 專用	167320-06 Rocker 320/420 專用	167440-06 Rocker 440 專用
--	--------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---	--------------------------------------	----------------------------------

濾芯組



167301-07 Rocker 300/400/ 410/430 專用 (Prote™ 浮球濾芯)	167801-07 Rocker 801/811 專用 (無浮球濾芯)
---	---

耐腐蝕幫浦接頭



169300-21 5/16 inch ID8 1/4 NPS	169300-20 3/8 inch ID10 1/4 NPS
--	--

消音器



167300-42 銅製消音器 Rocker 300/400/ 410/430 專用	167600-42 銅製消音器 Rocker 800/801/ 810/811 專用
---	---

油式幫浦逆止閥



187100-33 Tanker 130/150/ 215/230 專用 ID10 1/4 SAE
--

矽膠管



167200-38 Ø 6 x 12 mm 長度: 1 m	199100-68 Ø 4.2 x 8 mm 長度: 2 m	180300-68 Ø 8 x 14 mm 長度: 2 m
-------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------

腳踏開關



167200-41 持續按壓型	167200-41-1 一次按壓型
--------------------	----------------------