



SevenDirect™ 系列分為3種機型，適用於各種應用各種產業，它可以透過簡單的方法設定量測酸鹼度、離子濃度及電導度，針對電導度新增了2點校正功能，並可換算取得 TDS、鹽度、電阻率及電導度灰分等資訊。

- SevenDirect™ SD23 pH/電導度
- SevenDirect™ SD30 電導度
- SevenDirect™ SD50 pH/Ion

選擇SevenDirect™ 的理由

- 7吋大的彩色觸控螢幕
- 帶著手套都能夠輕易觸控螢幕的手套模式
- 可在預設參數中快速切換
- 包含中文等13種語言介面
- 不同顏色提醒可輕易判別是否允規
- 可連接多種週邊配備並附帶多功能電極支架
- 數值快速輸出且符合GLP規範
- 完整的服務方案(包含驗證文件)



完整保護  
嚴苛的環境下也不必擔心

功能/型號	SD23	SD30	SD50
pH	●		●
mV	●		●
Ion			●
相對電位	●		●
導電率	●	●	
TDS	●	●	
鹽度	●	●	
電阻率	●	●	
電導度灰分	●	●	
溫度補償功能	●	●	●
校正提醒	●	●	●
手動輸入電極常數	●	●	
校正點	pH5點/ 電導度1或2點校正	1或2點校正	5點校正
標準品辨識	●		●
自訂標準品	●	●	●
終點模式		自動、手動、定時	
溫度取得		自動和手動	
連續測量		用戶可設置時間間隔	
方法		可設定簡單的測量方法	
資料存儲		2000筆數據	
列印格式		簡單、標準、GLP	
資料匯出		USB、印表機、EasyDirect pH 電腦軟體	
防護級別		IP54	
螢幕及按鍵		7吋彩色觸控螢幕	



主機螢幕保護蓋, 輕鬆去除髒污



更多 SevenDirect™ 資訊, 請訪問:  
[www.mt.com/Sevendirect](http://www.mt.com/Sevendirect)