

認可登錄號碼 GMP0314
衛署醫器製字第 001706 號

TM-320 、 TM-321

特點：

- ◆ 桌上手提式，重量輕，移動方便
- ◆ 操作簡單，容易上手
- ◆ 消毒快速效果佳
- ◆ 安全經濟
- ◆ 無水溫度過高時自動停止加熱並斷電
- ◆ 適合醫療單位、各科診所、研究單位、牙科、美容業等使用



規格：

TM-320 快速消毒器

- 內桶尺寸：φ23 cm x 38 cm
- 內桶容量：15公升
- 外觀尺寸：56D x 32W x 46H cm
- 消毒溫度：121°C
- 消毒壓力：1.2 Kg/cm²
- 淨重：約16kg
- 材質：內桶、外箱、消毒盒皆為304不銹鋼
- 電力：AC 110V 1.0Kw、AC 220V 0.9Kw
- 附件：底墊、電源線
、消毒盒(34Dx17.2Wx13.5H cm)
- 主要裝置：壓力錶、60分定時器、指示燈、排氣閥、安全閥、操作完成及過熱時自動斷電、壓力控制器

TM-321 快速消毒器

- 內桶尺寸：φ26 cm x 47 cm
- 內桶容量：24公升
- 外觀尺寸：67D x 36W x 49H cm
- 消毒溫度：121°C
- 消毒壓力：1.2 Kg/cm²
- 淨重：約21kg
- 材質：內桶、外箱、消毒盒皆為304不銹鋼
- 電力：AC 110V 1.25Kw、AC 220V 1.3Kw
- 附件：底墊、電源線
、消毒盒(40Dx20Wx7H cm) x 2
※另可選購大型消毒盒(40Dx20Wx14H cm)x1
- 主要裝置：壓力錶、60分定時器、指示燈、排氣閥、安全閥、操作完成及過熱時自動斷電、壓力控制器

TM-322

認可登錄號碼 GMP0314
衛署醫器製字第 001706 號

特點：

- ◆容量大，可消毒大型器皿
- ◆有乾燥功能，當消毒完成可切換進行乾燥
- ◆操作簡單，容易上手
- ◆消毒快速效果佳
- ◆安全經濟
- ◆壓力上升至消毒溫度才開始計時
- ◆無水溫度過高時自動停止加熱並警報
- ◆適合醫療單位、各科診所、研究單位等使用



規格：

TM-322 快速消毒器

- 內桶容量：57公升
- 內桶尺寸：φ35 cm x 60 cm
- 外觀尺寸：90D x 48W x 63H cm
- 消毒溫度：121°C
- 消毒壓力：1.2 Kg/cm²
- 材質：內桶、外箱、消毒盒皆為304不銹鋼
- 附件：底墊、電源線、消毒盒(56Dx28.5Wx18H cm)
- 淨重：約50kg
- 乾燥方式：電熱管乾燥
- 電力：AC 220V 2.5 Kw
- 主要裝置：總開關、起動鈕、壓力錶、60分定時器、指示燈、消毒乾燥開關、排氣閥、排水閥、安全閥、操作完成自動斷電附警報通知、過熱停止加熱附警報、溫度控制器、壓力控制器、排水管