

認可登錄號碼 GMP0314
衛署醫器製字第 001706 號

TM-326、TM-327

特點：

- ◆ 附有水箱，其水量可循環使用
- ◆ 壓力上升至消毒溫度才開始計時
- ◆ 有乾燥功能，當消毒完成可切換進行乾燥
- ◆ 操作簡單，容易上手
- ◆ 消毒快速效果佳
- ◆ 無水溫度過高時自動停止加熱並警報通知
- ◆ 消毒完成時自動迴水至水箱並洩壓
- ◆ 適合醫療單位、各科診所、研究單位、牙科等使用



規格：

TM-326 快速消毒器

- 內桶尺寸：φ23 cm x 38 cm
- 內桶容量：15公升
- 外觀尺寸：57D x 45W x 40H cm
- 消毒溫度：121°C
- 消毒壓力：1.2 Kg/cm²
- 乾燥方式：電熱管乾燥
- 淨重：約26kg
- 材質：內桶、外箱、消毒盒皆為304不銹鋼
- 電力：AC 110V 1.25Kw、AC 220V 1.2Kw
- 附件：底墊、電源線
、消毒盒(34Dx17.2Wx13.5H cm)
- 主要裝置：總開關、起動鈕、壓力錶、60分定時器、指示燈、消毒乾燥開關、排氣閥、安全閥、操作完成及過熱時自動斷電附警報通知、水箱6公升、溫度控制器、壓力控制器、水箱換水排水管

TM-327 快速消毒器

- 內桶尺寸：φ26 cm x 47 cm
- 內桶容量：24公升
- 外觀尺寸：68D x 49W x 44H cm
- 消毒溫度：121°C
- 消毒壓力：1.2 Kg/cm²
- 乾燥方式：電熱管乾燥
- 淨重：約36kg
- 材質：內桶、外箱、消毒盒皆為304不銹鋼
- 電力：AC 110V、AC 220V 1.6Kw
- 附件：底墊、電源線、消毒盒(40Dx20Wx7H cm) x 2
※另可選購大型消毒盒(40Dx20Wx14H cm) x 1
- 主要裝置：總開關、起動鈕、壓力錶、60分定時器、指示燈、消毒乾燥開關、排氣閥、安全閥、操作完成及過熱時自動斷電附警報通知、水箱7公升、溫度控制器、壓力控制器、水箱換水排水管

認可登錄號碼 GMP0314
衛署醫器製字第 001706 號

TM-326A、TM-327A

特點：

- ◆ 附有水箱，其水量可循環使用
- ◆ 壓力上升至消毒溫度才開始計時
- ◆ 有乾燥功能，當消毒完成自動進行乾燥
- ◆ 操作簡單，容易上手
- ◆ 消毒快速效果佳
- ◆ 無水溫度過高時自動停止加熱並警報通知
- ◆ 消毒完成時自動迴水至水箱並洩壓再自動乾燥
- ◆ 適合醫療單位、各科診所、研究單位、牙科等使用



規格：

TM-326A 快速消毒器

- 內桶尺寸：φ23 cm x 38 cm
- 內桶容量：15公升
- 外觀尺寸：57D x 45W x 40H cm
- 消毒溫度：121°C
- 消毒壓力：1.2 Kg/cm²
- 乾燥方式：電熱管、電熱片乾燥
- 淨重：約26kg
- 材質：內桶、外箱、消毒盒皆為304不銹鋼
- 電力：AC 220V 1.6Kw
- 附件：底墊、電源線
- 消毒盒(34Dx17.2Wx13.5H cm)
- 主要裝置：總開關、起動鈕、壓力錶、60分定時器、指示燈、排氣閥、安全閥、操作完成及過熱時自動斷電附警報通知、水箱6公升、溫度控制器、壓力控制器、水箱換水排水管

TM-327A 快速消毒器

- 內桶尺寸：φ26 cm x 47 cm
- 內桶容量：24公升
- 外觀尺寸：68D x 49W x 44H cm
- 消毒溫度：121°C
- 消毒壓力：1.2 Kg/cm²
- 乾燥方式：電熱管、電熱片乾燥
- 淨重：約36kg
- 材質：內桶、外箱、消毒盒皆為304不銹鋼
- 電力：AC 220V 2.05Kw
- 附件：底墊、電源線、消毒盒(40Dx20Wx7H cm)X2
- ※另可選購大型消毒盒(40Dx20Wx14H cm) x 1
- 主要裝置：總開關、起動鈕、壓力錶、60分定時器、指示燈、排氣閥、安全閥、操作完成及過熱時自動斷電附警報通知、水箱7公升、溫度控制器、壓力控制器、水箱換水排水管