

優質液態氮儲存桶

TR 系列

實驗用液態氮儲存桶

- 鋁合金材質，質量輕强度高，方便移動搬運
- 聚氨酯漆面可延長使用壽命
- 附把手方便移動與傾倒；亦可搭配傾倒架，使用更安全
- 可搭配多重輸送裝置，方便補充



輸送裝置



傾倒架

型號	TR 11	TR 21	TR 26	TR 35	TR 60	TR 100
容量 (Liter)	12.2L	21.5L	26L	33.6L	60L	99L
蒸發率 (L/day)	0.18	0.18	0.2	0.24	0.4	0.55
靜態儲存天數	67天	119天	130天	140天	150天	180天
滿桶重 (kg)	17.3	28.3	34.6	43	70	110
口徑 (mm)	50	50	50	50	50	50
高度 (mm)	584	605	669	655	869	986

TP 系列

自動加壓式液態氮桶

- 自動加壓設計，只要一打開閥馬上可取得液態氮
- 鋁合金材質，方便搬運
- 具液位指示計，方便檢查存量
- 具氣態及液態取用閥，可個別取用
- 具2個洩壓閥，安全性高



TP head



取用方便



型號	TP35	TP60	TP100
容量 (Liter)	35	60	98
蒸發率 (L/day)	1	1	1.3
儲存天數	35	60	75
滿桶重 (kg)	48	74.5	113.5
直徑 (mm)	468	468	510
高度 (mm)	853	1080	1213