

TY2007 温控式加熱包

1. 採用耐高溫加熱線材及保溫玻璃，可迅速加熱。
2. 特別使用鐵氟龍隔熱墊，加熱時不燙手。
3. P. I. D. 數字式溫控器，可精準控制溫度，方便操作。



P. I. D. 數字式溫控器



鐵氟龍隔熱墊，加熱全不燙手



採用耐高溫加熱線材及保溫玻璃，可迅速加熱



各式客製化產品<可量身訂製所需形狀之加熱包

規格說明

250 ml

型號	TY2007		
溫度範圍	180 °C	溫度精度	± 1 °C
保溫裝置	保溫玻璃纖維棉	燒杯容量	250 ml
隔熱裝置	鐵氟龍耐熱布	燒杯尺寸	Ø 330 × H 100 mm
耐熱溫度	400 °C	入料管尺寸	Ø 150 × H 180 mm
電源	單相，AC 110/220，可依客戶需求訂製		

※ 燒杯請另購

+°C

TAIYIA