

屈折度計 手持式糖度計、自動溫度補償

Hand-Held Refractometer **MASTER- α /T/M Series**

ATAGO

www.atago.net

日本製

MASTER- α 系列

手持 攜帶容易
清水 即可歸零
自動 溫度補償
40°C 耐溫上限
IP65 直接沖洗
(α , 53 α)



IP65 可沖水
溫度 自動補償

- 世界第一：同時具備 IP65 可沖水、及自動溫度補償之手持屈折度計
- 10...30(40)°C 自動溫度補償
- IP65 防護等級、可直接沖洗鏡臺
- 全新設計「湯匙形」快速取樣槽
- 全光滑表面、提高衛生健康標準
- 流線型設計、配重平穩、手感佳

MASTER-T 系列

手持 攜帶容易
清水 即可歸零
自動 溫度補償
40°C 耐溫上限
(T, 53T)



溫度 自動補償

- 本系列為舊款 ATC-1E 替代機型
- 10...30(40)°C 自動溫度補償
- 全新設計「湯匙形」快速取樣槽
- 全光滑表面、提高衛生健康標準
- 流線型設計、配重平穩、手感佳

MASTER-M 系列

手持 攜帶容易
清水 即可歸零
40°C 耐溫上限
(M, 53M)



- 本系列為 N-1 α 之全新替代機型
- 全新設計「湯匙形」快速取樣槽
- 全光滑表面、提高衛生健康標準
- 流線型設計、配重平穩、手感佳



規格	MASTER- α	MASTER-2 α	MASTER-3 α	MASTER-4 α	MASTER-53 α
測量範圍	Brix 0.0...33.0%	Brix 28.0...62.0%	Brix 58.0...90.0%	Brix 45.0...82.0%	Brix 0.0...53.0%
最小刻度	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%	0.5%
溫度補償	10...30°C 自動補償	10...40°C 自動補償	10...40°C 自動補償	10...40°C 自動補償	10...30°C 自動補償
防水等級	IP65 (接目鏡無防水)、JIS-C0920 五級防噴流形 (IEC規格529)				
尺寸重量	32x34x168mm 130g				

已停售

規格	MASTER-T	MASTER-2T	MASTER-3T	MASTER-4T	MASTER-53T
測量範圍	Brix 0.0...33.0%	Brix 28.0...62.0%	Brix 58.0...90.0%	Brix 45.0...82.0%	Brix 0.0...53.0%
最小刻度	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%	0.5%
溫度補償	10...30°C 自動補償	10...40°C 自動補償	10...40°C 自動補償	10...40°C 自動補償	10...30°C 自動補償
尺寸重量	32x34x168mm 130g				

規格	MASTER-M	MASTER-2M	MASTER-3M	MASTER-4M	MASTER-53M
測量範圍	Brix 0.0...33.0%	Brix 28.0...62.0%	Brix 58.0...90.0%	Brix 45.0...82.0%	Brix 0.0...53.0%
最小刻度	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%	0.5%
尺寸重量	32x34x168mm 130g				

已停售

鹽度計 海水比重

MASTER-S10M
MASTER-S28M
MASTER-S/MIIM
MASTER-S10 α
MASTER-S28 α
MASTER-S/MIIM α
具自動溫度補償

自動 溫度補償

MASTER-T
MASTER-2T
MASTER-3T
MASTER-4T
MASTER-53T
ATC-20E

特殊 刻度

MASTER-RI (nD屈折度)
MASTER-BR (冷卻劑濃度)
MASTER-BC|BCF (電池液比重)
HHR-2N (蜂蜜含水率)
AL-21 α (酒精濃度)
HSR-500 (全範圍)
R-5000 (nD屈折度/全範圍)

可水洗 自動溫度補償

MASTER- α
MASTER-2 α
MASTER-3 α
MASTER-4 α
MASTER-53 α

耐高溫 可水洗 自動溫度補償

MASTER-50H
MASTER-80H
MASTER-93H
MASTER-100H