

離心機每年定期檢查表

項次	檢查項目	檢查方法	檢查結果
1	外殼是否有損傷，變形或腐蝕	目視法檢查	<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG
2	回轉體(轉速、破裂、異響)是否正常	開機後檢查運轉情形	<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG
3	主軸承是否正常(有無異響)	開機聽聲音	<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG
4	螺絲是否脫落	目視法檢查	<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG
5	煞車是否良好	開機測試功能是否正常	<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG
6	接地線是否脫落	目視法檢查	<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG
7	電線路被覆是否劣化、破裂	目視法檢查	<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG
8	運銷反應是否正常	開機後檢查運轉情形	<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG
9	護罩是否正常	目視法檢查	<input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NG
改善措施			
檢查人員		複查人員	