



色差計故障檢查表

| | | | | |
|------|--|----|--------|--|
| 公司名稱 | | | 聯絡人 | |
| TEL | | 分機 | E-mail | |

| | | | |
|-------|-----------------------------------------------------------|------|--|
| 儀器廠牌 | | 填表日期 | |
| 黏度計形式 | <input type="checkbox"/> 手持式 <input type="checkbox"/> 桌上式 | 購入日期 | |

| 儀器需求條件 | 說 明 |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 插座有無電源 | <input type="checkbox"/> NG <input type="checkbox"/> OK 故障情形: |
| 電壓是否正確 | <input type="checkbox"/> NG <input type="checkbox"/> OK 故障情形: |
| 儀器後方電源線是否脫落 | <input type="checkbox"/> NG <input type="checkbox"/> OK 故障情形: |
| 電源開關是否正常 | <input type="checkbox"/> NG <input type="checkbox"/> OK 故障情形: |
| 電池是否正常(手持式) | <input type="checkbox"/> NG <input type="checkbox"/> OK 故障情形: |
| 計測部、光學部...等連接是否正確 | <input type="checkbox"/> NG <input type="checkbox"/> OK 故障情形: |
| 白板校正是否通過 | <input type="checkbox"/> NG <input type="checkbox"/> OK 故障情形: |
| 黑板校正是否通過 <small>(色差計無配備不需要測)</small> | <input type="checkbox"/> NG <input type="checkbox"/> OK 故障情形: |
| 顯示面板是否正常 | <input type="checkbox"/> NG <input type="checkbox"/> OK 故障情形: |
| 測量白板上 XYZ 數值是否吻合 | <input type="checkbox"/> NG <input type="checkbox"/> OK 故障情形: |
| 測量白板再現性是否正常 | <input type="checkbox"/> NG <input type="checkbox"/> OK 故障情形: |
| 檢查白板是否損傷或黃變 | <input type="checkbox"/> NG <input type="checkbox"/> OK 故障情形: |
| 各參數設定是否正確 | <input type="checkbox"/> NG <input type="checkbox"/> OK 故障情形: |

| | |
|----------|---------------------------------------------------------------|
| 其他選配功能 | |
| 連接電腦是否正常 | <input type="checkbox"/> NG <input type="checkbox"/> OK 故障情形: |
| 列表機是否正常 | <input type="checkbox"/> NG <input type="checkbox"/> OK 故障情形: |

備註：