



電動/直流攪拌器故障檢查表

公司名稱				聯絡人	
TEL		分機		E-mail	

儀器廠牌		填表日期	
攪拌機形式	☐ 指針式 ☐ 數字式	購買日期	
儀器需求條件		說 明	
插座有無電源		☐ NG ☐ OK 故障情形:	
電壓是否正確		☐ NG ☐ OK 故障情形:	
儀器後方電源線是否脫落		☐ NG ☐ OK 故障情形:	
電源開關是否正常		☐ NG ☐ OK 故障情形:	
內部與外觀是否有被溶劑侵蝕		☐ NG ☐ OK 故障情形:	
攪拌馬達是否正常		☐ NG ☐ OK 故障情形:	
控制面板顯示是否正常		☐ NG ☐ OK 故障情形:	
轉速顯示是否正常		☐ NG ☐ OK 故障情形:	
攪拌棒是否有彎曲		☐ NG ☐ OK 故障情形:	
攪拌黏度是否太大		☐ NG ☐ OK 故障情形:	
保險絲開關是否正常		☐ NG ☐ OK 故障情形:	
其他選配功能			
扭力錶		☐ NG ☐ OK 故障情形:	
備註：			